

Merci d'avoir acheté notre produit! Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant l'utilisation !

I. Champ d'application:

Largelement appliqué pour nettoyer les bijoux en or et en argent, les lunettes, le verre, les brosses à dents, les fausses dents, les peignes, les horloges et les montres, les lentilles de contact, la vaisselle, l'équipement dentaire, les instruments médicaux, les biberons, les buses d'imprimante, les produits électriques, les pièces automobiles, les articles de laboratoire, les circuits planches et ainsi de suite.

II. Paramètres techniques

Modèle Non	SUN-U505
Ultrasonic frequency	40KHZ
Ultrasonic power	180W
Heating power	300W
Ultrasonic timing (Numerical control type)	1~99 minutes
Contrôle de la température (Type de contrôle numérique)	Room temperature~80°C
Capacity	6L
Amount of transducers	3
Dimension externe	330 x 180 x 270 mm
Dimension du réservoir interne (length * width* height)	300 x 150 x 150 mm
Drainage system	no
Convenient handle	yes
Internal tank cover	yes
Cleaning basket	Optional
Overall weight	5.7kg
Source de courant	AC220 ~240V, 60Hz/50

III. Procédures de fonctionnement:

1. Le produit doit être placé dans un environnement sec avec une bonne et les trous de ventilation prévus des deux côtés de la machine doivent être nettoyés régulièrement pour assurer un flux d'air non bloqué et la machine doit être placée horizontalement ;
2. Veuillez verser le liquide de nettoyage nécessaire dans le réservoir de nettoyage en

fonction de la quantité d'objet à laver (comme de l'eau claire, de l'alcool, de l'eau pour le nettoyage du panneau, du décapant pour huile ou de l'essence nettoyante, le liquide de nettoyage à utiliser doit être décidé par le articles à laver). Généralement, le liquide de nettoyage ajouté doit atteindre les 2/3 du volume total du réservoir et les articles à laver doivent y être immergés. Veuillez à ne pas ajouter de liquide bouilli dans le réservoir, sinon le transducteur pourrait tomber en raison d'un changement soudain de chaleur !

3,Connectez correctement les fiches d'alimentation : assurez-vous d'utiliser une prise à trois trous avec un fil de terre fiable pour assurer votre sécurité ;

4. Réglez le temps de fonctionnement des ultrasons :

Allumez l'interrupteur d'alimentation, après la mise sous tension, l'affichage du temps de travail indique "00". Appuyez sur time▲ une fois de plus, le temps ajoutera 1 minute, avec un appui long, il augmentera en continu ; Appuyez sur le bouton de l'heure ▼ une fois, cela réduira 1 minute. Avec une longue pression, il diminuera continuellement ;

5. Ajustez la température de travail ultrasonique (si besoin de choisir le chauffage):

Lorsque l'alimentation fonctionne, l'écran de la température et la température réelle afficheront "00" et la température réelle. Appuyez une fois de plus sur le bouton de température ▲, il augmentera de 1 °C, si vous appuyez longtemps, il augmentera en continu ; Appuyez une fois de plus sur le bouton de température ▼, la température réduira de 1 °C, si vous appuyez longtemps dessus, elle diminuera continuellement. Lorsqu'elle est inférieure à la température réelle, l'opération est invalide. Lorsque la température atteint la température réglée, le voyant de chauffe s'éteint. Lorsqu'il fonctionne avec des ultrasons, les deux écrans d'affichage de la température affichent respectivement la température réglée et la température réelle.

ON/OFF est la touche marche-arrêt. Assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique lorsque l'alimentation est coupée !

IV. Attentions chaleureuses :

1 .Pendant le fonctionnement normal des ultrasons, un son homogène de résonance entre l'onde ultrasonore et le réservoir peut être entendu et il n'y a pas de surtension dans le liquide de nettoyage, seule l'eau fleurit. Si une oscillation intermittente se produit, veuillez ajouter un peu de liquide de nettoyage ou réduire la quantité de liquide de nettoyage pour éliminer l'oscillation et obtenir le meilleur résultat.

Sous réserve de propreté des objets à laver, veuillez faire fonctionner la machine de manière discontinue autant que possible et ne pas utiliser la fonction de chauffage car un fonctionnement et un chauffage de longue durée augmenteront la température accumulée dans la boîte, ce qui accélérerait le vieillissement de l'électronique. Composants;

En garantie sous la prémisses d'un objet de nettoyage propre, d'un travail intermittent et de ne pas augmenter la chaleur

3. L'utilisation de produits de nettoyage inflammables est interdite ;

4. Allumer le chauffage et le fonctionnement par ultrasons lorsqu'il n'y a pas de liquide de nettoyage dans le réservoir de nettoyage !

Note: Cleaning fluid which is added into the tank must reach 1/2 or 2/3 of the total volume of the tank to prevent burning of the machine by the heating film!

Empêchez le liquide de nettoyage et l'eau de s'éclabousser dans le transducteur sur la boîte intérieure à l'intérieur de la machine ;

6. Le changement ou la vidange du liquide de nettoyage doit être effectué lorsque le liquide de nettoyage dans le réservoir est à température normale et que la machine doit être éteinte et que la ligne électrique est débranchée !

8. Il est suggéré d'utiliser un chiffon propre pour nettoyer l'ensemble de la machine après utilisation pour la prochaine utilisation.

9. Afin de fournir un meilleur entretien de la machine et d'augmenter sa durée de vie, nous vous informons par la présente que : les machines de nettoyage à ultrasons du modèle 1018 et supérieur de notre société peuvent réaliser un fonctionnement de longue durée ;

Carte de garantie		Veuillez bien conserver cette carte pour l'entretien de votre garantie.	
User's Name		Telephone Number	
Address			
The user shall fully complete it and delivered it together with the machine for maintenance.			
Product		Model	
Date of Purchase		Purchasing Price	
Conditions de garantie			
1. Période de garantie : Un an			
La période de garantie commence à compter de la date d'achat et tout défaut pendant le fonctionnement normal dans un délai d'un an sera réparé gratuitement par cette carte ou la facture ou le reçu. Le fret aller et retour doit être payé par l'acheteur !			
2. Tout défaut causé par un facteur d'origine humaine n'est pas inclus dans la portée de la garantie, y compris les dommages causés par l'homme, le montage et le démontage sans autorisation, le non-respect des instructions de fonctionnement et l'entretien déraisonnable, les catastrophes naturelles pendant le processus d'utilisation (comme les inondations, tremblement de terre).			

CE & ROHS & FCC

Machine de nettoyage à ultrasons de bureau

--numerical control series



Opération Manul